

模基生物小鼠小肠类器官培养基套装

产品描述

模基生物小鼠小肠类器官培养基套装 (Mouse intestine Organoid Kit Plus) 是一款用于建立和维持小鼠肠道成体干细胞来源的小肠类器官培养基套装, 该试剂盒提供了完整的从小肠隐窝分离、隐窝回收、隐窝活性分析及培养的全套试剂。可较大程度维持小肠隐窝的活性, 并提升小肠类器官的形成率, 所培养的小鼠小肠类器官主要由小肠干细胞、快速扩增细胞、肠吸收细胞、潘氏细胞、杯状细胞和少量肠内分泌细胞组成, 在自我更新能力、组织结构、细胞类型和功能方面, 小鼠小肠类器官能部分重现小鼠肠上皮的特征, 因此是肠道稳态和疾病机制研究的理想体外模型。

产品信息

产品名称	产品货号	规格	储存/运输	保质期
小鼠小肠类器官培养基套装	MA-0817H006LP	500ml	-20°C	24 个月
	MA-0817H006SP	100ml		

其他自备材料和试剂

产品名称	产品货号
模基生物金牌基质胶	082701/082703/082755
上皮类器官基础培养基	MB-0818L07
类器官培养润洗液	MB-0818L03L/S
模基生物基质胶分装预冷盒	AB-YL1005
Fetal Bovine Serum (FBS)	-
EDTA (0.5 M, pH 8.0)	-
DPBS (1X), 液体, 不含钙和镁	-
70 μ m 细胞滤网	-

小鼠小肠类器官完全培养基使用说明

1. 收到类器官培养基后, 将培养基置于四度冰箱进行解冻;
2. 将解冻后培养基上下颠倒充分混匀, 在无菌的生物安全柜或超净工作台中将培养基进行分装, 推荐分装成 10ml 规格;
3. 将分装后的培养基储存于 -20°C, 使用时拿出分装后的培养基解冻后即可使用。

注意:

- ◇ 分装后的类器官培养基需储存于 -20°C, 有效期两年, 注意避免反复冻融;
- ◇ 解冻后类器官完全培养基可在 4°C 储存, 建议在两周内使用;
- ◇ 类器官培养基中内含有细菌及真菌抗生素。



小鼠小肠类器官的建立与传代培养

➤ 原代小鼠小肠类器官的建立

1.取样：小鼠断颈处死，表面喷洒酒精杀菌。在无菌条件下取出近胃端 3~10 cm 小肠组织，用镊子去除肠道外部的肠系膜、脂肪，放入 4℃ 预冷的含双抗的 DPBS 溶液中。

2.清洗：使用手术剪将肠管剪开，肠腔面朝上，一只手使用手术镊夹住肠组织一端，另一只手使用手术刀片轻轻刮去肠腔表面肠绒毛，待肠绒毛被刮净后，将肠组织置于新的含 DPBS 的培养皿中清洗，重复清洗 2 次。将清洗后的小肠组织剪碎至 2 mm 宽，转移至新的培养皿中，用 DPBS 清洗 2 遍。

3.消化：将清洗好的肠段转移至含有 5mmol/L EDTA 的预冷 DPBS 中消化，置于 4℃ 或碎冰中孵育 20~30min，消化 20 min 左右可用移液器轻柔吹打肠段，取上清显微镜下观察，待上清出现完整隐窝即可终止消化，若无隐窝可适当延长消化时间。

4.清洗：消化完成后，将组织碎片转移到新的含 DPBS 的培养皿中清洗，重复 2 次以去除 EDTA。

5.重悬：用 5mL 移液管在预冷的 0.1%BSA 的 DPBS 的培养皿或 50mL 离心管中吹打、重悬组织碎片，使组织反复穿过移液管尖以产生机械剪切力从而使隐窝与基底层分离，取一部分悬液镜检，当可以看到大量的隐窝样结构后，停止吹打，并对吹打后的组织悬液进行 70μm 滤网过滤。

6.收集：收集穿过滤网的组织悬液，300g 离心力 4℃ 离心 3min。

7.计数：弃上清，使用 1mL 0.1%BSA 的 DPBS 重悬组织沉淀，取 20μL 悬液进行镜检和隐窝计数，计数完成后吸取包含所需隐窝量的悬液，300g 离心力 4℃ 离心 3min，弃上清后置于冰上。。

8. 用适量的基质胶 重悬组织沉淀，推荐重悬密度为每 10μL 基质胶悬液包含 70 至 100 个隐窝，重悬后置于冰上，重悬时间不超过 30s 以避免基质胶过早凝固。

注意：基质胶稀释比例应在 70% 以上以保证培养过程中基质胶的结构稳定性。

9. 将基质胶 和组织细胞的混合悬液点入 24 孔板底部正中央，每孔 30μL 左右，避免悬液接触孔板侧壁。。

10.将接种完成后的培养板至于 37℃ 二氧化碳恒温培养箱中，孵育 30 min 左右待基质胶凝固。

11.待基质胶完全凝固后，沿壁缓慢加入已配制好的小鼠小肠类器官完全培养基，24 孔板每孔 500μL，避免破坏已凝固结构。

12.将 24 孔板置于 37℃ 二氧化碳培养箱中培养。

13.每 2~3 天更换一次培养基，更换培养基时应避免破坏基质胶。密切监测类器官生长状态，理想情况下，小鼠小肠类器官应在 5 至 7 天内建成。



➤ 小鼠小肠类器官的传代培养

1. 待小鼠小肠类器官培养到直径为 200~500 μ m 大小时（或变黑不再增大时），即可进行小鼠小肠类器官的传代（每代约 5 天左右）。用经过润洗液润洗的枪头吹打刮取类器官，并将小肠类器官和培养基悬液转移至经过润洗液润洗的 1.5 mL EP 管中。
2. 用经过润洗液润洗的枪头用力吹打重悬类器官悬浮液，多次吹打（5~10 次）使小肠类器官与基质胶分离吹，300g 离心 3 min。
3. 弃上清，加入 1mL 基础培养基再次吹打类器官 5~10 次，取少量悬液镜检观察类器官状态：
 - a) 若类器官已分散成碎片则可选择机械吹打分散类器官后直接 300g 离心 3 min，离心后用 PBS 或基础培养基清洗 2 次。
 - b) 若类器官比较完整可 300g 离心 3 min 后，弃上清，加入 5 倍于基质胶和小鼠小肠类器官混合物体积的类器官消化液，吹打混匀后置于 37 $^{\circ}$ C 培养箱中消化 2 min。加入 5 倍于消化液体积的基础培养基终止消化。离心后用 PBS 或基础培养基清洗 2 次。
4. 用适量的基质胶重悬清洗后的类器官沉淀，重悬后置于冰上，重悬时间不超过 30 s 以避免基质胶过早凝固。
注意：基质胶稀释比例应在 70% 以上以保证培养过程中基质胶的结构稳定性。
5. 将基质胶和类器官的混合悬液点入 24 孔板底部正中央，避免悬液接触孔板侧壁，每孔 30 μ L 左右。
注意：为防止基质胶室温凝固，此步骤应尽快完成。
6. 将接种完成后的培养板至于 37 $^{\circ}$ C 二氧化碳恒温培养箱中，孵育 15 min 左右待基质胶凝固后取出。
7. 预热小鼠小肠类器官完全培养基。
8. 待基质胶完全凝固后，沿孔壁加入提前预热的小鼠小肠类器官完全培养基，24 孔板每孔 500 μ L。
9. 将细胞培养板放入 37 $^{\circ}$ C 培养箱中进行培养，密切观察小鼠小肠类器官的生长状态，每 3 天于倒置显微镜下拍照，记录多个视野中的小鼠小肠类器官的形态和分布。

更新时间：2024 年 7 月 10 日

