

## 分析证明书

产品名称: Mogengel® Mouse Airway Organoid Kit Plus 小鼠气管类器官培养基试剂盒

产品规格: 500 mL、100 mL、10mL

产品货号: MA-0817H005LP、MA-0817H005SP、MA-0817H005TP

产品批号: MA20241512P

保存条件: 基础培养基于4°C保存。补充因子于-20°C 以下保存。

质量管理:

检测项目	检测标准	结果	检测员
无菌检查	检测培养基中是否含真菌、细菌, 结果为阴性。	通过	孙小
pH	pH 计测量, 结果介于 7.0~7.7 之间	7.42	洪小玲
渗透压	摩尔渗透压浓度测定仪测量, 结果介于 270 - 350mOsm/kg 之间。	336	洪小玲
支原体检测	PCR 扩增培养基中支原体序列, 结果为阴性	通过	杨奇喜
内毒素	结果用凝胶法测定, 内毒素单位(EU/mL)	<4.5	洪小玲
类器官培养	可培养小鼠气管类器官。	通过	张沈薇

结论: 本产品按照厦门模基生物科技有限公司检验标准管理规程检测, 检验结果符合标准要求。

安全建议: 按照良好的工业卫生和实验室安全规程操作处理

产品有效期: 2026.4


质量保证: 曾凡伟

日期: 2024.05.10

仅供研究使用。不适用于诊断或治疗程序。

本文件中的所有其他商标均为其各自所有者的财产。

附录-实验结果:



图片 1 小鼠气管类器官培养, Day7

联系方式: 400-091-6556

网址: [www.mogengel.com](http://www.mogengel.com)

地址: 厦门火炬高新区(翔安)产业区翔安北路3701号5号楼

