

## 分析证明书

产品名称: Mogengel® Mouse Liver Ductal Organoid Kit(Expansion)Plus 小鼠胆管类器官培养基 (扩增) 试剂盒

产品规格: 500 mL、100 mL、10mL

产品货号: MA-0817H009HLP、MA-0817H009HSP、MA-0817H009HTP

产品批号: MLD20242121P

保存条件: -20°C 以下保存。

质量管理:

检测项目	检测标准	结果	检测员
无菌检查	检测培养基中是否含真菌、细菌, 结果为阴性。	通过	孙小
pH	pH 计测量, 结果介于 7.0~7.7 之间	7.46	洪小玲
渗透压	摩尔渗透压浓度测定仪测量, 结果介于 270 - 350mOsm/kg 之间。	330	洪小玲
支原体检测	PCR 扩增培养基中支原体序列, 结果为阴性	通过	杨春喜
内毒素	结果用凝胶法测定, 内毒素单位(EU/mL)	<1.5	洪小玲
类器官培养	可培养小鼠胆管类器官。	通过	张沈薇

结论: 本产品按照厦门模基生物科技有限公司检验标准管理规程检测, 检验结果符合标准要求。

安全建议: 按照良好的工业卫生和实验室安全规程操作处理

产品有效期: 2026.04


质量保证: 曾凡伟

日期: 2024.05.30

**仅供研究使用。不适用于诊断或治疗程序。**

本文件中的所有其他商标均为其各自所有者的财产。

附录-实验结果:



图片 1 小鼠胆管类器官培养, Day5

联系方式: 400-091-6556

网址: [www.mogengel.com](http://www.mogengel.com)

地址: 厦门火炬高新区(翔安)产业区翔安北路3701号5号楼

