

## 模基生物类器官防粘附润洗液

### 产品描述

模基生物类器官防粘附培养润洗液(Anti-Adherence Rinsing Solution)是一款为了防止细胞黏附的细胞培养耗材润洗液，可用于润洗多种规格的离心管、培养皿、培养板、移液管、过滤器等达到降低其表面张力和减少细胞黏附的效果，尤其是在类器官培养传代、冻存过程中能有效避免细胞黏附产生样本损耗的问题。

### 产品信息

产品名称	产品货号	产品规格	储存/运输温度	保质期
类器官防粘附润洗液	MB-0818L03L	500mL	2-8 °C	12 个月
	MB-0818L03S	100mL		

### 使用说明

使用此产品预先润洗细胞或类器官培养实验中所需的离心管、培养皿、移液管、过滤器内表面后，继续后续实验操作。本产品也同样适用于细胞或组织培养的其他条件下细胞黏附问题，只需预先润洗培养耗材内表面即可，本产品性质稳定，且对细胞状态或后续实验操作不会造成其他影响。

注意:本产品经过无菌处理，分装时请在无菌条件下进行。为了您的安全与健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

